

EUROGEN

Test na ojcostwo z mikrośladów: włosów, śladów krwi, szczoteczki do zębów...

Test na ojcostwo polega na porównaniu materiału genetycznego dziecka z materiałem genetycznym jego potencjalnego ojca. Pozwala jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć biologiczne ojcostwo.

Testy DNA na ojcostwo dają zawsze tak samo pewny wynik, niezależnie od rodzaju badanych próbek – mogą to być zarówno wymazy z policzka, jak i mikroślady.

Co to są mikroślady?

Mikroślady to nic innego jak przedmioty, na których może być obecne czyjeś DNA. Są to przedmioty osobiste, takie jak **zużyte chusteczki, maszynki do golenia i szczoteczki do zębów, a także plamy krwi, plamy nasienia i wiele innych.**



Nasze DNA jest identyczne we wszystkich komórkach ciała, więc dla badania ojcostwa **nie ma znaczenia, skąd zostaną uzyskane próbki.**

Mikroślady mogą być wykorzystane w sytuacji, **kiedy potencjalny ojciec nie żyje lub gdy chcemy, by badanie było bardziej przyjazne dla dziecka.**

Test ojcostwa na podstawie mikrośladów – jaka jest jego dokładność?

Test na ojcostwo wykonany na podstawie próbek mikrośladowych odznacza się taką samą dokładnością jak test, w którym DNA wyizolowano z wymazów policzkowych.



EUROGEN

Zlecenie testu na ojcostwo z mikrośladów w 3 krokach

1. Zadzwoń, napisz e-maila lub zgłoś się na czacie online
2. Zbierz mikroślady i wyślij je do laboratorium
3. Odbierz wynik i dowiedz się, kto jest ojcem dziecka



UWAGA! Próbki możesz również przynieść bezpośrednio do Centralnego Punktu Pobrań EuroGen w Gdańsku - Przychodnia „Aksamitna”. Na miejscu możesz wtedy pobrać wymazy od siebie.

Bezpieczny transport...

Dobrze zabezpieczone mikroślady wytrzymają nawet kilkudniową podróż. Badania na ojcostwo z mikrośladów mogą więc zlecać nawet **klienci zagraniczni**.

Mikroślady, które trafiają do nas najczęściej to:

WŁOSY

- Minimum 5 włosów
- Muszą mieć widoczne cebulki – włosy pozbawione cebulek, np. w wyniku ścięcia czy zebrania ze szczotki będą bezużyteczne.



SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

- Nie może to być szczoteczka użyta tylko raz – musi mieć ewidentne ślady użytkowania
- Należy mieć pewność, że myła nią zęby wyłącznie osoba biorąca udział w badaniu



EUROGEN

ŚLADY KRWI

- Powinny być wcześniej wysuszone
- Mogą znajdować się na wielu różnych podłożach –podpasce, tamponie, ubraniu, plastrze, pasku z glukomentru



PAZNOKCIE

- Wycięte razem ze skórkami



SPERMA/ WYDZIELINA Z POCHWY

- Zachowana w zużytej prezerwatywie/na bieliźnie osobistej lub innym materiale



MASZYNKA DO GOLENIA

- Nie może to być golarka użyta tylko raz – musi mieć widoczne ślady używania
- Należy mieć pewność, że goliła się nią wyłącznie osoba biorąca udział w badaniu



PATYCZEK DO CZYSZCZENIA USZU

- Z wydzieliną uszną (woskowiną) na jego powierzchni



PUSZKI PO NAPOJACH/ NACZYNIA/ SZTUĆCE

- Z których jadła lub piła dana osoba
- Nie należy ich myć



SMOCZEK LUB GRYZAK DZIECIĘCY

- Nie należy go sterylizować lub gotować przed wysłaniem
- Musi być odpowiednio zabezpieczony – nie może mieć styczności z żadnym przypadkowym, niesterylnym podłożem



GUMA DO ŻUCIA

- Najlepiej biała, żuta co najmniej kilkanaście minut przez daną osobę



WYPALONY PAPIEROS

- Palony tylko przez daną osobę
- Wsadzony do pojemniczka na mocz lub czystej papierowej koperty



EUROGEN

Chcesz wiedzieć, czy przedmioty, które posiadasz nadają się do badania ojcostwa? Zadzwoń!

Nasi specjaliści na podstawie rozmowy z Tobą określą czy rzecz, którą posiadasz będziesz mógł włączyć do analizy. Doradzą Ci również jak zebrać i zabezpieczyć próbki. Skontaktuj się z nami i przedstaw swoją sytuację.

Telefon: (58) 766 40 76
czynny od 8.00 do 24.00 w tygodniu,
oraz od 8.00 do 21.00 w weekendy i święta



Jak przygotować próbki do wysyłki

Pamiętaj, że przedmiotów, na których może znajdować się czyjeś DNA nie wolno dotykać gołymi rękami. Aby nie zanieczyścić mikrośladów własnym DNA, zanim rozpoczniesz ich zbieranie, koniecznie włóż rękawiczki ochronne. Mokre lub wilgotne próbki (podpaskę, tampon, szczoteczkę do zębów lub golarkę) pozostaw do wyschnięcia. Zebrane mikroślady przed nadaniem ich do laboratorium przechowuj w suchym i zaciemnionym pomieszczeniu – wilgoć i światło słoneczne mogą uszkodzić znajdujące się na nich DNA.

Najlepszym opakowaniem dla próbek nietypowych jest sterylne pojemnik na mocz lub czysta, sucha, papierowa koperta. Nie narzucamy konkretnego terminu, w którym należy dostarczyć nam materiały do badania, nie powinny one jednak leżeć zbyt długo. Najlepiej wysłać je pocztą w ciągu 2-3 dni do laboratorium lub zamówić u nas bezpłatnego kuriera.

Możesz przynieść mikroślad do przychodni i na miejscu pobrać wymazy z policzka od siebie

Pracownicy Centrum Badań Genetycznych EuroGen czuwają nad tym, aby do analizy trafiały tylko próbki dobrej jakości. Jeśli laboranci stwierdzą, że dany mikroślad nie nadaje się do badania, wtedy skontaktujemy się z Tobą i poprosimy Cię o dostarczenie kolejnego.

Pacjenci EuroGen objęci są bezpłatnym ubezpieczeniem próbek. Oznacza to, że jeżeli analiza DNA próbki nie pozwoli na wystawienie wyniku, analiza drugiej próbki jest bezpłatna.



FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania

1. Czy test na ojcostwo z mikrośladów jest tak samo dokładny jak ten z wymazów policzkowych?

Zdecydowanie tak! Badanie DNA na ojcostwo z mikrośladów niczym nie różni się pod względem swojej dokładności od standardowego badania ojcostwa. DNA jest takie samo w całym naszym organizmie, nie ma więc znaczenia skąd zostanie pobrane.

2. Próbki mikrośladowe, które wybrałem do badania są nienajlepszej jakości. Co teraz?

Spokojnie. Nasi laboranci czuwają nad tym, aby do analizy trafiały jedynie materiały dobrej jakości. Jeśli zatem stwierdzą, że dany mikroślad nie nadaje się do badania, wówczas skontaktujemy się z Tobą i poprosimy Cię o nadesłanie/ przyniesienie kolejnego. Co więcej, jeśli analiza nie pozwoli na wystawienie wyniku, badanie drugiej próbki jest bezpłatne dla pacjentów EuroGen.

3. Zauważyłem, że cena testu na ojcostwo z próbek niestandardowych jest wyższa. Dlaczego?

Wyższa cena za badanie ojcostwa z mikrośladów wynika z konieczności użycia nieco bardziej zaawansowanych metod analizy i odczynników niż w przypadku analizy wymazów z policzka.

4. Właśnie wysłałem próbki do laboratorium. Kiedy otrzymam wynik?

Wynik testu na ustalenie ojcostwa z niestandardowych próbek wydajemy w ciągu 5-10 dni roboczych, licząc od momentu trafenienia próbek do laboratorium.



EUROGEN

**Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu!**



Telefon: **(58) 766 40 76**



E-mail: **biuro@eurogen.pl**



Czat: na naszej stronie **www.eurogen.pl**

Poradnik został przygotowany przez:

Centrum Badań Genetycznych EuroGen,

Centralny Punkt Pobrań ul. Aksamitna 1

80 – 858 Gdańsk (Przychodnia „Aksamitna”)

Więcej informacji jest dostępnych na stronach naszego serwisu: **www.eurogen.pl**

Centralny Punkt Pobrań EuroGen,
Przychodnia „Aksamitna”

ul. Aksamitna 1, Gdańsk

